


Genuair[®] - Inhalatie-instructies

Het inhaleren van geneesmiddelen is de meest doeltreffende aanpak om longaandoeningen te behandelen.

Een juiste inhalatietechniek is belangrijk voor een succesvolle therapie. Volg zorgvuldig onderstaande aanbevelingen op om zo veel mogelijk geneesmiddel op de juiste plaats in de longen te krijgen.





Gebruik van de inhalator

A.



B.



C.



1. Verwijder de beschermkap door lichtjes op de beide kanten van de beschermkap te drukken en ze naar voren te schuiven (Figuur A).
2. Hou de inhalator horizontaal met de drukknoop naar boven gericht en het mondstuk naar je toe. Druk de knop diep in. De kleur van het controlevenster verandert van rood naar groen. Laat de drukknoop los (Figuur B). De inhalator is nu klaar voor gebruik.


3. Neem een rechte houding aan en buig het hoofd licht achterover. Adem volledig uit, weg van het toestel. Zo vermijd je dat de binnenkant van het toestel vochtig wordt.
4. Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen rond het mondstuk (Figuur C).
5. Adem gelijkmatig en zo diep mogelijk in. Let er op dat je niet langs de neus inademt. Je zal een klik horen tijdens het vrijkomen van de dosis. Blijf verder inademen.
6. Haal de inhalator uit de mond. Hou de adem 5 tot 10 tellen in en adem daarna rustig uit, maar niet in de inhalator. Kijk na of je dosis correct hebt ingenomen. Bij een correcte inname kleurt het controlevenster weer rood.
7. Plaats de beschermkap terug op het mondstuk.
8. Indien dit geneesmiddel cortisone bevat, spoel je mond na inhalatie. Gorgel bij voorkeur tweemaal en spuw het spoelwater uit. Dit voorkomt bijwerkingen zoals heesheid of een mond- of keelinfectie.

Tips

- Druk de knop alleen in wanneer je klaar bent om een dosis geneesmiddel te inhaleren. Als je op de gekleurde knop drukt, maak je één dosis geneesmiddel klaar. Als je een dosis hebt klaargemaakt en het is nog geen tijd om deze in te ademen, bewaar dan de inhalator met de beschermdop erop. Begin bij de volgende inhalatie bij stap 3.
- Adem nooit uit in het toestel.
- Kan je je mond niet spoelen na het gebruik van je inhalator, eet of drink je best iets onmiddellijk na inhalatie.
- De dosisteller van de inhalator geeft de overblijvende dosissen aan per schijf van 10. Bij minder dan 10 dosissen, verschijnt een rode streep op de dosisteller.
- Na het klaarzetten van de laatste dosis gaat de gekleurde knop niet meer helemaal omhoog. De laatste dosis kan echter nog worden ingeademd.
- Indien nodig, veeg de buitenkant van het mondstuk af met een proper, droog en niet-pluizend doekje. Gebruik geen water of vochtige doekjes om de inhalator te reinigen. De inhalator moet immers droog blijven om goed te kunnen werken.
- Probeer de inhalator niet uit elkaar te halen om te reinigen. Steek geen pin of ander (scherp) voorwerp in het mondstuk. Dit kan de inhalator beschadigen.
- Bewaar de inhalator op kamertemperatuur op een droge plaats (niet in de badkamer of keuken), buiten het bereik en uit het zicht van kinderen.

 **Voor meer informatie,
raadpleeg de bijsluiter of vraag
raad aan je apotheker!**

**Scan de QR-code om de inhalatie-instructies
in video te bekijken**



Stempel apotheek